

PLEASE PRINT THE WARRANTY ON THE BACK SIDE OF THE INSTRUCTION SHEET.

CP2965-XXX-01


Tub Transfer Bench
Banc de transfert
Banco para transferirse a la tina

TOOLS REQUIRED:

Phillips Screwdriver
Wrench (provided)

Before beginning assembly, identify all parts.

- Backrest (1)
- Seat slats (3)
- Side braces (2)
- Backrest supports (2)
- Support arm (1)
- Adjustable legs (2)
- 2-1/4 in. bolts (8)
- 1/4 in. lock nuts (8)
- 2 in. screws (4)
- 2-1/4 in. screws (4)
- Cap nuts (4)
- 1-1/4 in. screws (2)
- 5/8 in. sheet metal screws (2)
- Wrench (1)
- Curved washers (8)




OUTILS NÉCESSAIRES:

Tournevis Phillips
Clic (fournie)

Avant de commencer l'assemblage, identifiez toutes les pièces.

- Dossier (1)
- Planchettes du siège (3)
- Renforcements latéraux (2)
- Supports du dossier (2)
- Accoudoir (1)
- Pieds réglables (2)
- Boulons de 5,72 cm (2-1/4") (8)
- Contre-écrous 0,64 cm (1/4") (8)
- Vis 5,08 cm (2") (4)
- Vis 5,72 cm (2-1/4") (4)
- Écrous borgnes (4)
- Vis 3,18 cm (1-1/4") (2)
- Vis à tôle 1,59 cm (5/8") (2)
- Clic (1)
- Rondelles d'appui courbées (8)





HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Destornillador en cruz (Phillips)
Llave inglesa (proporcionada)

Antes de iniciar el ensamblaje, identifique todas las piezas.

- Respaldo (1)
- Listones del asiento (3)
- Refuerzos laterales (2)
- Soportes del respaldo (2)
- Brazo de soporte (1)
- Patas ajustables (2)
- Tuercas de fijación de 0,64 cm (1/4") (8)
- Tornillos de 5,08 cm (2") (4)
- Tornillos de 5,72 cm (2-1/4") (4)
- Tornillos de 3,18 cm (1-1/4") (2)
- Tornillos de 1,59 cm (5/8") para hoja metálica (2)
- Llave inglesa (1)
- Arandelas curvas (8)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

STEP 1. FRAME ASSEMBLY (SEE FIG. 1)

1. Place one adjustable leg in upright position with foot pieces downward.
2. Place side brace (with tube ends facing down) to the side of leg and align screw holes with holes in leg.
3. Insert curved washer onto 2-1/4 in. bolt, then insert through leg holes into side brace, and fasten securely with 1/4 in. lock nuts using the wrench provided.
4. For the second side brace, repeat steps 1 to 3. Make sure support arm holes face the same end.

CAUTION: Be careful not to over-tighten bench frame assembly bolts and nuts. Over-tightening can cause damage to tubing.


STEP 2. SUPPORT ARM ASSEMBLY (SEE FIG. 2)

1. Place support arm to the side of bench frame with holes, making sure that arm angles away from frame.
2. Insert four 2 in. screws through support arm into bench frame and fasten securely with four cap nuts using the wrench provided.

STEP 3. BACKREST SUPPORT ASSEMBLY (SEE FIG. 3)

The backrest can be assembled facing either left or right as you look at the side of the bench. Look at the bathtub you will be using. The backrest should be on the side of the bench that sits in the tub and should face the tub spout.

1. Assemble backrest support tubes to the plastic backrest by sliding the shorter tube sides with only one hole into receiving holes of backrest.
2. Secure backrest to support tubes using two 5/8 in. sheet metal screws.
3. Assemble backrest tubes to bench frame using four 2-1/4 in. screws secured through bench frame tubing to the bottom of two plastic seat slats.
4. Assemble the remaining plastic seat slat to the bench frame using two 1-1/4 in. screws and securely fasten.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

ÉTAPE 1. ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS (VOIR FIG. 1)

1. Placez un pied réglable en position verticale avec les pièces du pied vers le bas.
2. Placez un renforcement latéral (avec l'extrémité du tube vers le bas) sur le côté du pied et alignez les trous de vis avec les trous dans le pied.
3. Glissez la rondelle d'appui courbée sur le boulon de 2-1/4 po, puis insérez au travers des trous des pieds de support latéral.
4. Pour le deuxième renforcement latéral, refaites les étapes de 1 à 3 en vous assurant que les trous pour l'accoudoir font face au même côté.

ATTENTION: Assurez-vous de ne pas trop serrer les boulons et les écrous d'assemblage du châssis du banc. Trop serrer pourrait endommager les tubes.


ÉTAPE 2. ASSEMBLAGE DE L'ACCOUDOIR (VOIR FIG. 2)

1. Placez l'accoudoir sur le côté du châssis du banc avec des trous en vous assurant que l'accoudoir fait angle vers l'extérieur du châssis.
2. Insérez quatre vis de 5,08 cm (2") dans l'accoudoir puis dans le châssis du banc et serrez fermement avec quatre écrous borgnes à l'aide de la clé fournie.

ÉTAPE 3. ASSEMBLAGE DU DOSSIER (VOIR FIG. 3)

Le dossier peut être assemblé pour faire face soit à droite soit à gauche quand vous regardez le côté du banc. Regardez la baignoire que vous utiliserez. Le dossier doit être du côté du banc dans la baignoire et doit faire face au robinet.

1. Assemblez les tubes de soutien du dossier et le dossier en plastique en faisant glisser les côtés les plus courts des tubes avec un seul trou dans les trous femelles du dossier.
2. Fixez le dossier aux tubes de soutien à l'aide de deux vis à tôle 1,59 cm (5/8").
3. Assemblez les tubes du dossier au châssis du banc à l'aide de quatre vis 5,72 cm (2-1/4").
4. Assemblez les autres planchettes du siège en plastique au châssis du banc en utilisant deux vis 3,18 cm (1-1/4") et fixez-les solidement.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

PASO 1. ENSAMBLAJE DEL ARMAZÓN (VEA LA FIG. 1)

1. Coloque una pata ajustable en posición vertical con las piezas de las pata hacia abajo.
2. Coloque un refuerzo lateral (con los extremos del tubo hacia abajo) en un lado de la pata y alinee los agujeros de los tornillos con los agujeros de la pata.
3. Coloque la arandela curva en el perno de 2-1/4" y luego introduzca el perno en los agujeros de las patas hasta el soporte lateral.
4. Asegúrese de que los agujeros del brazo de soporte estén hacia el mismo extremo.

PRECAUCIÓN: Sea cuidadoso de no apretar demasiado los pernos y las tuercas del armazón del banco. Aprietados demasiado puede dañar el tubo.


PASO 2. ENSAMBLAJE DEL BRAZO DE SOPORTE (VEA LA FIG. 2)

1. Coloque el brazo de soporte en el lado con los agujeros del armazón del banco, asegurándose de que el brazo esté en ángulo alejado del armazón.
2. Inserte los cuatro tornillos de 5,08 cm (2") a través del brazo de soporte dentro del armazón del banco y fíjelos firmemente con las cuatro tuercas ciegas usando la llave inglesa proporcionada.

PASO 3. ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL RESPALDO (VEA LA FIG. 3)

El respaldo puede ensamblarse de modo que quede ya sea hacia la izquierda o derecha según como usted vea el lado del banco. Vea la tina que usará. El respaldo debe estar en el lado del banco que se sienta dentro de la tina y debe quedar hacia el surtidor de agua de la tina.

1. Ensamble los tubos de soporte del respaldo al respaldo plástico deslizando los lados más cortos del tubo con un solo agujero dentro de los agujeros receptores del respaldo.
2. Asegure el respaldo a los tubos de soporte usando los dos tornillos de 1,59 cm (5/8") para hoja metálica.
3. Ensamble los tubos del respaldo al armazón del banco usando los cuatro tornillos de 5,72 cm (2-1/4") asegurados a través del tubo del armazón.
4. Ensamble el listón plástico del asiento restante al armazón del banco usando los dos tornillos de 3,18 cm (1-1/4") y fíjelos firmemente.



USER INSTRUCTIONS:

Place transfer bench in bathtub facing tub spout, with two legs sitting inside the tub and two legs outside the tub. Adjust leg height by depressing detent buttons on legs and sliding legs (until button pops into place) so that bench is at a level height while two legs are inside the tub and two legs are outside the tub.

When entering tub: Sit on side of bench that is outside of tub. Carefully slide over to center of bench, while lifting each leg over the tub wall. It is recommended that you consult a health care professional for instructions specific to your needs.

WARNING: Before use of the bench, check that all components are fastened securely and that buttons on adjustable legs are popped out completely and fully engaged in selected holes. If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.** Do not jump or stand on bench. This product has a maximum user weight of **250 pounds**. Liberty Hardware Manufacturing Corporation assumes no liability for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:

Placez le banc de transfert dans la baignoire face au robinet avec deux pieds dans la baignoire et deux pieds à l'extérieur. Réglez la hauteur des pieds en appuyant sur les boutons de cran et en faisant coulisser (jusqu'à ce que le bouton soit bien en place) de sorte que le banc soit à niveau quand deux pieds sont dans la baignoire et deux pieds sont en dehors.

Pour entrer dans la baignoire: Asseyez-vous sur le côté du banc situé en dehors de la baignoire. Passez prudemment au centre du banc, et passez dans la baignoire en soulevant une jambe après l'autre. Nous vous recommandons de consulter votre professionnel de la santé pour des instructions particulières à vos besoins.

ATTENTION: Avant d'utiliser le banc, vérifiez que tous les composants sont bien fixés et que les boutons sur les pieds réglables sont en place et complètement sortis des trous choisis. Si des composants sont endommagés ou manquants, contactez votre distributeur immédiatement. **NE PAS UTILISER DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.** Ne pas sauter ou se mettre debout sur le banc. Ce produit a une limitation de poids maximum de l'utilisateur de **250 livres (113,4 kg)**. Liberty Hardware Manufacturing Corporation n'assume la responsabilité d'aucun dommage ou blessure provoqués par la mauvaise installation ou utilisation de ce produit.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO:


Coloque en la tina el banco para transferirse de modo que quede hacia el surtidor de agua, con dos de las patas sentadas dentro de la tina y dos fuera de ésta. Ajuste la altura de las patas presionando los botones de detención de las patas y deslizando (hasta que el botón salga en su lugar) de modo que el banco esté a una altura nivelada mientras dos de las patas están dentro de la tina y dos fuera de ésta.

Cuando ingrese a la tina: Siéntese del lado del banco que está fuera de la tina. Cuidadosamente deslice sobre el centro del banco, mientras levanta cada pata sobre la pared de la tina. Se recomienda que consulte a un profesional de la salud para las instrucciones específicas según sus necesidades.

ADVERTENCIA: Antes de usar el banco, verifique que todos los componentes estén sujetos firmemente y que los botones de las patas ajustables estén completamente salidos y acoplados en los agujeros selectos. Si los componentes están dañados o hacen falta, contacte de inmediato a su vendedor. **NO SUSTITUYA LAS PIEZAS.** No salte ni se pare sobre el banco. Este producto tiene un peso máximo del usuario de **250 libras (113,4 kg)**. Liberty Hardware Manufacturing Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por la instalación, el ensamblaje o el uso inadecuado de este producto.

<p>GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS Liberty Hardware Manufacturing Corporation® garantiza al comprador original que este accesorio y para baño estará libre de defectos de materiales o mano de obra por diez años. Liberty Hardware proveerá una pieza de reemplazo para cualquier defecto cubierto por esta garantía. Para obtener piezas de reemplazo, llame al 800-542-3789 o escriba a: Liberty Hardware Manufacturing Corporation 140 Business Park Drive Winston-Salem, NC 27107</p>	<p>POR CUÁNTO LO PERMITA LA LEY, LIBERTY HARDWARE MANUFACTURING CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS, GASTOS O DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, TALES COMO MANO DE OBRA. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o emergentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarle a usted. Esta garantía no cubre daños que sean el resultado del uso y desgaste normales, uso inapropiado, abuso, negligencia, instalación o ensamblaje inapropiados, mantenimiento inapropiado, uso comercial, o el uso de piezas de reemplazo que no sean genuinas de Liberty Hardware. Esta garantía le podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía no es cedible.</p>
<p>GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS Liberty Hardware Manufacturing Corporation® garantit à l'acheteur original que cet accessoire de salle de bain n'aura pas de vice de matériaux et de fabrication pendant dix ans. Liberty Hardware offrira un remplacement des pièces pour tout vice couvert par cette garantie. Pour obtenir des pièces de remplacement, appelez le 800-542-3789 ou écrivez à: Liberty Hardware Manufacturing Corporation 140 Business Park Drive Winston-Salem, NC 27107</p>	<p>DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LIBERTY HARDWARE MANUFACTURING CORPORATION NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT OU AUTRES FRAIS, DÉPENSES OU DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, TELS QUE LA MAIN-D'ŒUVRE. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, les exclusions et limitations ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un usage normal, d'une mauvaise installation ou d'un mauvais assemblage, d'un mauvais entretien, d'un usage commercial ou de l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces de Liberty Hardware véritables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Cette garantie n'est pas transférabile.</p>
<p>LIMITED 10 YEAR WARRANTY Liberty Hardware Manufacturing Corporation® warrants to the original consumer purchaser that this bath accessory will be free from defects in material and workmanship for ten years. Liberty Hardware will provide a replacement part for any defect covered by this warranty. To obtain replacement parts, call 800-542-3789 or write to: Liberty Hardware Manufacturing Corporation 140 Business Park Drive Winston-Salem, NC 27107</p>	<p>TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, LIBERTY HARDWARE MANUFACTURING CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES, SUCH AS LABOR. Some states do not allow limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty does not cover damage as a result of normal wear and tear, misuse, abuse, or neglect, improper installation or assembly, improper maintenance, commercial use, or use of other than genuine Liberty Hardware replacement parts. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is not transferable.</p>

©2009 Liberty Hardware Manufacturing Corporation®, A MASCO COMPANY



08/26/09

SAFETY FIRST LIMITED 10 YEAR WARRANTY

TUB TRANSFER BENCH
CP2965-XXX-01 INSTRUCTION/WARRANTY SHEET
11" x 17" TWO-SIDED